


Кроличьи Поликлональные Антитела К Аpcс Для Вестерн-Блоттинга, Игх (Ihc-P), Ифа - P02743

Артикул: CM0023156



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого APCS (сывороточный амилоидный Р-компонент). Валидированы для Вестерн-блоттинга, ИГХ (IHC-P), ИФА на образцах человека, мыши, крысы. Подходят для разработки диагностических тестов и исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APCS кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	SAP; PTX2; HEL-S-92n; APCS
Вид	Человек
ID гена (Человек)	325
ID гена	325
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-223 человеческого APCS (NP_001630.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P02743
Молекулярный вес белка	25кДа
Доставка	Сумка со льдом