

## Поликлональное Антитело Против Ареп Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa - P13798

Артикул: CM0018435

### введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий АРЕН (ациламино-кислот-освобождающий фермент), подходит для применения в вестерн-блоттинге (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Полезно для изучения деградации N-ацилированных пептидов и активности гидролазы окисленных белков.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | АРЕН Кроличье pAb                                                                                                               |
| Примечания/Алиасы         | APH; OPH; AARE; ACPH; D3S48E; D3F15S2; DNF15S2; АРЕН                                                                            |
| Вид                       | Человек                                                                                                                         |
| GenelD (Человек)          | 327                                                                                                                             |
| GenelD                    | 327                                                                                                                             |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 человеческого АРЕН (NP_001631.3) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                          |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                         |
| Применение                | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                               |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                            |
| SWISS                     | P13798                                                                                                                          |
| Молекулярная масса белка  | 81 кДа                                                                                                                          |
| Условия доставки          | В пакете со льдом                                                                                                               |