

## Поликлональные Антитела Против Ареп Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ип (Ip) И Ифа (Elisa) - P13798

Артикул: CM0025042

### введение

Кроличы поликлональные антитела против АРЕН, валидированные для применения в Вестерн-блоттинге (WB), иммунопреципитации (IP) и ИФА (ELISA), с перекрестной реактивностью на человека, мышь и крысу. Нацелены на ациламино-кислот-высвобождающий фермент (P13798), 81 кДа цитоплазматическую гидролазу для деградации N-ацилированных пептидов. Идеально подходят для исследований IVD.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                                 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | [Валидировано KO] АРЕН кроличы pAb                                                                                                                       |
| Примечания/Псевдоним      | APH; OPH; AARE; ACPH; D3S48E; D3F15S2; DNF15S2; EH                                                                                                       |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                  |
| ID гена (Человек)         | 327                                                                                                                                                      |
| ID гена                   | 327                                                                                                                                                      |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок / Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 человеческого АРЕН (NP_001631.3). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                   |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                                  |
| Применение                | WB, IP, ELISA                                                                                                                                            |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                                     |
| SWISS                     | P13798                                                                                                                                                   |
| Молекулярный вес белка    | 81кДа                                                                                                                                                    |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                                           |