


Поликлональные Антитела Против Anti-Apex1/Ape1 Для Wb, If/Icc, Elisa - P27695

Артикул: CM0015642



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого APEX1/APE1 (SWISS P27695), подходящие для WB, IF/ICC и ELISA. Распознают 36 кДа нуклеазу репарации ДНК/редокс-регулятор, идеально подходят для исследований пути BER и окислительного стресса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APEX1/APE1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	APE; APX; APE1; APEN; APEX; NAP1; REF1; APEX1/APE1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	328
GeneID	328
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-318 человеческого APEX1/APE1 (NP_542380.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P27695
Молекулярный вес белка	36 кДа
Доставка	Сумка со льдом