


Кроличья Поликлональная Антитело Против Apex1/Ape1 (Валидировано Методом Ko) Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P27695

Артикул: CM0026130



введение

Валидированное методом нокаута кроличье поликлональное антитело к человеческому APEX1/APE1 (AP-эндонуклеаза 1, REF1). Обнаруживает полосу размером 36 кДа. Идеально подходит для WB, IF/ICC, IP, ELISA при исследованиях окислительного стресса и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KO] APEX1/APE1 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	APX; APX1; APEN; APEX; NAP1; REF1; E1
Вид	Человек
ИД гена (человек)	328
ИД гена	328
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-318 человеческого APEX1/APE1 (NP_542380.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P27695
Молекулярная масса белка	36кДа
Доставка	Ледяной пакет