

Поликлональное Кроличье Антитело К Aph1A Для Wb, If/Icc, Elisa — Q96Bi3

Артикул: CM0018321



введение

Кроличье поликлональное антитело APH1A (pAb), нацеленное на субъединицу гамма-секретазы APH1A. Подходит для WB, IF/ICC и ELISA; реактивно с антигенами человека и мыши. Поддерживает исследования путей расщепления Notch и APP.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело APH1A
Примечания/синонимы	APH-1; APH-1A; CGI-78; 6530402N02Rik; APH1A
Вид	Человек
GeneID (человек)	51107
GeneID	51107
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот с 200-й до С-конца человеческого APH1A (NP_001071096.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q96Bi3
Молекулярная масса белка	29 кДа
Условия транспортировки	Хладагент