

Поликлональные Антитела Против Anti-Arip Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Gx9

Артикул: CM0028244



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого AIP (метилтиорибулозо-1-фосфат дегидратазы). Валидированы для WB, IHC-P и ELISA с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходят для изучения путей спасения метионина и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AIP Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	AIP2; CGI29; hAIP; CGI-29; MMRP19; AIP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51074
GeneID	51074
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-242 человеческого AIP (NP_057041.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96GX9
Молекулярный вес белка	27кДа
Доставка	Сумка со льдом