


Поликлональное Антитело Кролика К Apitd1 - Q8N2Z9

Артикул: CM0025855



введение

Поликлональное антитело к человеческому APITD1 (CENPS) — ключевому компоненту пути анемии Фанкони и сборки кинетохоров. Валидировано для ВБ и ИФА.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к APITD1
Примечания/Альтернативные названия	MNF1; APITD1; CENP-S; FAAP16
Вид	Человек
ID гена (человек)	378708
ID гена	378708
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-138 человеческого APITD1 (NP_954988.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8N2Z9
Молекулярная масса белка	16 кДа
Доставка	С холодоэлементом