

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Aplf Для Wb, Elisa — Q8lw19

Артикул: CM0020106



введение

Поликлональное кроличье антитело Anti-APLF, валидированное для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Определяет человеческий APLF, обладает перекрёстной реактивностью с белком крысы. Идеально подходит для исследований репарации повреждений ДНК, шаперонов гистонов и NHEJ. 57 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к APLF
Примечания/синонимы	APFL; PALF; Xip1; ZCCHN1; C2orf13; APLF
Вид	Человек
GeneID (человек)	200558
GeneID	200558
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 200–380 человеческого APLF (NP_775816.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Крыса
SWISS	Q8lw19
Молекулярная масса белка	57 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом