


Кроличья Поликлональная Антитело Против Arlr1 Для Wb, If-P, Elisa - P51693

Артикул: CM0025933



введение

Кроличья поликлональная антитело против APLP1, валидированная для применения в WB, IF-P и ELISA. Обнаруживает APLP1 в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения постсинаптической функции, нейронального апоптоза и путей, связанных с болезнью Альцгеймера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APLP1 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	APLP; APLP1
Вид	Человек
ID гена (человек)	333
ID гена	333
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 470-580 человеческого APLP1 (NP_005157.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P51693
Молекулярная масса белка	72 кДа
Доставка	С ледяным пакетом