


Поликлональные Кроличьи Антитела К Aplr1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ифа - P51693

Артикул: CM0026913



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий APLP1 (белок 1, подобный бета-амилоидному предшественнику). Валидированы для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА; обладают перекрестной реактивностью с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований в области нейробиологии и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные кроличьи антитела к APLP1
Примечания/алиасы	APLP; APLP1
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	333
ID гена	333
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 285-490 человеческого APLP1 (NP_005157.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P51693
Молекулярная масса белка	72 кДа
Доставка	Холодовой пакет