

Поликлональные Кроличьи Антитела К Apla2 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q06481

Артикул: CM0030576



введение

Высококачественные поликлональные кроличьи антитела к APLP2 для Вестерн-блота (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA), с перекрестной реактивностью с человеческим, мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для исследований амилоида и гемостаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APLP2 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	APPN, APPL2, CDEBP, APLP-2, APLP2
Вид	Человек
ID гена (человек)	334
ID гена	334
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 370-580 человеческого APLP2 (NP_001633.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q06481
Молекулярная масса белка	87 кДа
Доставка	Ледяной пакет