


Кроличыи Поликлональные Антитела К Anti-Ароа1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх (Ihc-P), Ифа - P02647

Артикул: CM0014824



введение

Кроличыи поликлональные антитела к Anti-APOA1, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ (IHC-P) и ИФА. Обнаруживают человеческий APOA1 с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходят для исследований липидного метаболизма, атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АРОА1 кролик rAb
Примечания/Псевдоним	HPALP2; apo(a); APOA1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	335
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий аминокислоты 25-267 человеческого APOA1 (NP_000030.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P02647
Молекулярный вес белка	28кДа
Доставка	Сумка со льдом