

## Поликлональное Антитело Против Ароа4 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P06727

Артикул: CM0028556



### введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий АРОА4, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Подходит для исследований липидного обмена и сердечно-сосудистых заболеваний.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                          |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | АРОА4 Кроличье pAb                                                                                                                                |
| Примечания/Альтернативные названия | АРОА4                                                                                                                                             |
| Вид                                | Человек                                                                                                                                           |
| GeneID (Человек)                   | 337                                                                                                                                               |
| GeneID                             | 337                                                                                                                                               |
| Иммуноген                          | Синтетический пептид   Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 227-396 человеческого АРОА4 (NP_000473.2). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                            |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                                           |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, ИФА                                                                                                                             |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                              |
| SWISS                              | P06727                                                                                                                                            |
| Молекулярная масса белка           | 45 кДа                                                                                                                                            |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                                 |