

Моноклональное Антитело Кролика Anti-Ароа4 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P06727

Артикул: CM0007370



введение

Рекомбинантное моноклональное антитело кролика против человеческого АРОА4. Валидировано для вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для исследований липидного обмена, транспорта холестерина и разработки диагностических методов. Работает с образцами человека. Высокоаффинное антитело, нацеленное на аминокислоты 21–396. Распознаёт белок размером около 45 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье МАб против АРОА4
Примечания/синоним	АРОА4
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	337
Идентификатор гена	337
Иммуноген	Рекомбинантный белок (рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21–396 человеческого АРОА4 (NP_000473.2))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P06727
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом