

Поликлональные Антитела Против Ароа5 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q6Q788

Артикул: CM0018252

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого АРОА5, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознают человеческий и мышиный АРОА5, ключевой регулятор метаболизма триглицеридов. Подходят для исследований липидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АРОА5 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	RAP3; АРОАV; АРОА5
Вид	Человек
ID гена	116519 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 207-366 человеческого АРОА5 (NP_443200.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q6Q788
Молекулярный вес белка	41кДа
Доставка	В ледяном пакете