


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-ApoB Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04114

Артикул: CM0023089



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого АРОВ (apoB-100/apoB-48). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Выявляет АРОВ человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований липидного обмена, атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APOB Rabbit pAb
Примечания/синонимы	FLDB; FCHL2; LDLCQ4; apoB-48; apoB-100
Вид	Человек
GeneID (человек)	338
GeneID	338
Иммуноген	Рекомбинантный белок / рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1890-2190 человеческого АРОВ (NP_000375.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P04114
Молекулярная масса белка	516 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом