


Кроличыи Поликлональные Антитела К АроВ (Wb, If/Icc, Elisa) - P04114

Артикул: CM0018369



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к аполипопротеину В человека (АроВ), валидированные для методов WB, IF/ICC и ELISA. Распознают АроВ человека, мыши и крысы, молекулярная масса белка составляет 516 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Наименование продукта	Кроличыи поликлональные антитела к АроВ
Примечания/Синонимы	FLDB, FCHL2, LDLCQ4, ароВ-48, ароВ-100, АроВ
Вид	Человек
GeneID (Человек)	338
GeneID	338
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-330 АроВ человека (NP_000375.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P04114
Молекулярная масса белка	516 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент