


Моноклональное Антитело Против Аповес3В Для Вестерн-Блоттинга - Q9Uh17

Артикул: CM0006634



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против АРОВЕС3В, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Реагирует с человеческим АРОВЕС3В, ДНК-деаминазой, участвующей во врожденном противовирусном иммунитете и ограничении ретротранспозонов. Рекомбинантный иммуноген (а.о. 120-220).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АРОВЕС3В Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	A3B; ARP4; ARCD3; PHRBNL; APOBEC1L; bK150C2.2; DJ742C19.2; АРОВЕС3В
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9582
ID гена	9582
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UH17
Молекулярная масса белка	46 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом