


Поликлональные Антитела Против АровесЗВ Для Wb, Elisa — Q9Uh17

Артикул: CM0029726



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий АРОВЕСЗВ — ДНК цитидиндеаминазу, участвующую в противовирусной защите. Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Рекомбинантный иммуноген, молекулярная масса 46 кДа. Идеально подходят для исследования репликации ретровирусов и иммунитета хозяина.

[Узнать больше](#)