


Поликлональные Антитела Против Аповес3С Для Вестерн-Блоттинга - Q9NrW3

Артикул: CM0015399



введение

Кроличьи поликлональные антитела против АРОВЕС3С, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/ИЦК (IF/ICC), ИП (IP) и ИФА (ELISA). Обнаруживают человеческий АРОВЕС3С, дезаминазу цитозина ДНК, которая ограничивает ретровирусы и ретротранспозоны. Подходят для исследований противовирусного иммунитета и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АРОВЕС3С Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	A3C; PBI; ARP5; ARDC2; ARDC4; АРОВЕС1L; bK150C2.3; АРОВЕС3С
Вид	Человек
ID гена (Человек)	27350
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-190 человеческого АРОВЕС3С (NP_055323.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NRW3
Молекулярная масса белка	23кДа
Доставка	Сумка-холодильник