

Кроличий Поликлональный Антитело Против Аробес3D Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q96Ak3

Артикул: CM0012837

введение

Кроличий поликлональный антитело, направленное против человеческого АРОВЕС3D, валидированное для WB и ELISA. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для изучения ограничения ретровирусов и врожденного иммунитета. Поддержано экспертизой CamelBio в поставках сырья для IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	АРОВЕС3D кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	A3D; A3DE; ARP6; АРОВЕС3Е; АРОВЕС3DE; АРОВЕС3D
Вид	Человек
GeneID (Человек)	140564
GeneID	140564
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 207-386 человеческого АРОВЕС3D (NP_689639.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96AK3
Молекулярный вес белка	47кДа
Доставка	Сумка со льдом