

Кроличья Поликлональная Антитело Против Аровес3G Для Wb, Ihc-P, Ифа — Q9Hc16

Артикул: CM0013480



введение

Кроличья поликлональная антитело против АРОВЕС3G, валидированная для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА. Распознает цитидиндеаминазу с молекулярной массой 46 кДа, обладающую противовирусной активностью; перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований рестрикции ретровирусов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APOBEC3G Rabbit pAb
Примечания/алиасы	A3G; ARCD; ARP9; ARP-9; CEM15; CEM-15; MDS019; bK150C2.7; dJ494G10.1; APOBEC3G
Вид	Человек
ID гена (человек)	60489
ID гена	60489
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 60–330 человеческого АРОВЕС3G (NP_068594.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9HC16
Молекулярная масса белка	46 кДа
Доставка	Холодовая упаковка с хладагентами