

Кроличье Поликлональное Антитело Против Аповес3G Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх-Парафинов (Ihc-P), Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q9Hc16

Артикул: CM0017344



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против APOBEC3G, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Распознает APOBEC3G человека, мыши и крысы — ключевой фактор врожденного иммунитета, ингибирующий ВИЧ-1 и другие ретровирусы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APOBEC3G Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	A3G; ARCD; ARP9; ARP-9; CEM15; CEM-15; MDS019; bK150C2.7; dJ494G10.1; APOBEC3G
Вид	Человек
GeneID (Человек)	60489
GeneID	60489
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9HC16
Молекулярная масса белка	46 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом