

Кроличья Поликлональная Антитела Против Ароc1 Для Ihc-P И Elisa - P02654

Артикул: CM0027119



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого аполипопротеина C-I (APOC1), валидированные для применения в IHC-P и ELISA. Обнаруживают APOC1 человека и крысы, ключевого регулятора метаболизма липидов плазмы. Подходят для исследований сердечно-сосудистой системы и липопротеинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АРОС1 Кроличьи pAb
Примечания/Алиасы	Аро-СI, АроС-I, аро-СIВ, ароС-IВ, АРОС1
Вид	Человек
ID гена	341
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-83 человеческого АРОС1 (NP_001636.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P02654
Молекулярная масса белка	9 кДа
Доставка	В пакете со льдом