


Кроличья Поликлональная Антитела Против Арос2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P02655

Артикул: CM0020026



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на аполиipoprotein C-II человека (APOC2). Валидированы для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА с перекрестной реактивностью к белкам человека и крысы. Идеальны для исследований липидного обмена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АРОС2 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	АРО-CII; АРОС-II; АРОС2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	344
ID гена	344
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-101 человеческого АРОС2 (NP_000474.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P02655
Молекулярная масса белка	11 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом