

Моноклональное Антитело К Арое Для Вб, Иф/Икк, Ифа — P02649

Артикул: CM0009084



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к АРОЕ, валидированное для ВБ, ИФ/ИКК и ИФА. Распознает человеческий белок АРОЕ (36 кДа), участвующий в транспорте липидов и исследованиях болезни Альцгеймера. Идеально подходит для ИВД и научных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АРОЕ Кроличье мАнт
Примечания/Алиасы	AD2, LPG, АРО-Е, АроЕ4, LDLCQ5
Вид	Человек
GeneID (человек)	348
GeneID	348
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 19-317 человеческого АРОЕ (NP_000032.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P02649
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	Айс-бокс