

Кроличья Поликлональная Антитело Против Арое Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P02649

Артикул: CM0024637



введение

Кроличья поликлональная антитело против мышиногo Арое, подходящая для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с человеческим АРОЕ. Идеально подходит для исследований липидного метаболизма, транспорта холестерина и неврологических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Арое Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	Аро-Е; Арое
Вид	Мышь
GeneID (человек)	348
GeneID	11816
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P02649
Молекулярный вес белка	36 кДа
Доставка	С ледяным пакетом