

Кроличья Поликлональная Антитела Против Арое Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P02649

Артикул: CM0014701



введение

Кроличьи поликлональные антитела против АРОЕ, валидированные для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Реагируют с человеческим, мышинным, крысиным АРОЕ. Идеальны для исследований липидного метаболизма, болезни Альцгеймера, сердечно-сосудистых и неврологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APOE Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	AD2; LPG; APO-E; ApoE4; LDLCQ5; APOE
Вид	Человек
GeneID	348
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 41-307 человеческого APOE (NP_000032.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P02649
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом