

Кроличье Моноклональное Антитело Против Apoer2/Lrp8 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q14114

Артикул: CM0004609



введение

Высокоаффинное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий ApoER2/LRP8, подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектирует LRP8 человека, мыши и крысы. Идеально для исследований сигналинга Reelin, нейронального развития и проникновения вирусов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb к ApoER2/LRP8
Примечания/Альтернативные названия	MC11; LRP-8; APOER2; HSZ75190; ApoER2/LRP8
Вид	Человек
Gene ID (Человек)	7804
Gene ID	7804
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 864-963 человеческого ApoER2/LRP8 (Q14114).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14114
Молекулярная масса белка	106 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом