

Кроличья Поликлональная Антитело Против Anti-Apoer2/Lrp8 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф (If), Игх (Ihc), Ифа (Elisa) - Q14114

Артикул: CM0015479



введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против человеческого ApoER2/LRP8, валидированное для WB, IF, IHC, ELISA с перекрестной реактивностью на крысу. Идеально подходит для изучения сигнального пути Reelin и проникновения вирусов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ApoER2/LRP8 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MCI1; LRP-8; APOER2; HSZ75190; ApoER2/LRP8
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7804
GeneID	7804
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 900 до С-конца человеческого ApoER2/LRP8 (NP_004622.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q14114
Молекулярный вес белка	106 кДа
Доставка	В ледяном пакете