


Кроличья Поликлональная Антитело Против АроН Для Wb, If/Icc, Elisa - P02749

Артикул: CM0013546



введение

Высококачественная кроличья поликлональная антитело против АРОН, валидированная для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Обнаруживает бета-2-гликопротеин 1 (Аро-Н) в образцах человека и мыши — важный регулятор коагуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АРОН Rabbit pAb
Примечания/алиасы	BG; B2G1; B2GP1; АРОН
Вид	Человек
ID гена (человек)	350
ID гена	350
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 21-345 человеческого АРОН (NP_000033.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P02749
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	Ледяной пакет