


Поликлональные Антитела К Apol1 Для Игх-П, Ифа - O14791

Артикул: CM0031083



введение

Кроличьи поликлональные антитела к APO1, валидированные для ИГХ-П и ИФА. Реагируют с APO1 человека и крысы (44 кДа). Необходимы для изучения транспорта липидов, метаболизма холестерина и функции литического фактора трипаносом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к APO1
Примечания/Синонимы	APOL; APO-L; FSGS4; APOL-I; APOL1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	8542
Идентификатор гена	8542
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 179-398 APO1 человека (NP_003652.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, крыса
SWISS	O14791
Молекулярная масса белка	44 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом