

Кроличье Моноклональное Антитело К Apol1 Для Wb, If/Icc, Elisa - O14791

Артикул: CM0012273



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого APOL1, подходящее для WB, IF/ICC и ELISA. APOL1 участвует в транспорте липидов и лизисе трипаносом, что делает его идеальным для исследований метаболизма и инфекционных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье МАТ к APOL1
Примечания/синонимы	APOL; APO-L; FSGS4; APOL-I; APOL1
Вид	Человек
GeneID (человек)	8542
GeneID	8542
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 303-398 человеческого APOL1 (O14791)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	O14791
Молекулярная масса белка	44 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом