


Моноклональное Антитело К Аполипопротеину A1/Apoa1 Для Wb, If/Icc, Elisa — P02647

Артикул: CM0005464



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к аполипопротеину A1/APOA1, валидированное для методов WB, IF/ICC, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований метаболизма холестерина, транспорта липидов и сердечно-сосудистых заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к аполипопротеину A1/APOA1
Примечания/Синонимы	HPALP2; apo(a); Аполипопротеин A1/APOA1
Вид	Человек
GeneID (человек)	335
GeneID	335
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-267 аполипопротеина A1/APOA1 человека (NP_000030.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P02647
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия транспортировки	Ледяной пакет