


Моноклональное Антитело К Аполипопротеину В (АpoB) Для Wb И Elisa — P04114

Артикул: CM0008118



введение

Моноклональное кроличье антитело к ApoB, валидированное для WB и ELISA, с перекрёстной реактивностью с крысами. Распознаёт человеческий ApoB (516 кДа) — основной белок ЛПНП, обеспечивающий связывание с рецепторами и транспорт холестерина. Идеально подходит для исследований сердечно-сосудистых заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к ApoB
Примечания/синонимы	FLDB; FCHL2; LDLCQ4; apoB-48; apoB-100; ApoB
Вид	Человек
Идентификатор гена	338
Иммуноген	Синтетический пептид в пределах аминокислот 50–150 человеческого ApoB (P04114)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Крыса
SWISS	P04114
Молекулярная масса белка	516 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом