


Поликлональные Антитела Против Аполипопротеина С3 Для ВБ, Иф, Игх, Ифа — P02656

Артикул: CM0017647



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого Аполипопротеина С3 (АПОС3), валидированные для ВБ, ИФ/ИКК, ИФ-П, ИГХ-П, ИФА. Перекрестно реагируют с мышиными и крысиными гомологами. Подходит для исследований метаболизма липидов и сердечно-сосудистой системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Аполипопротеин С3 кроличьи пАнт
Примечания/Альтернативные названия	Апо-С3; АроС-3; АРОСIII; Apolipoprotein C3
Вид	Человек
ID гена (человек)	345
ID гена	345
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 1-99 человеческого Аполипопротеина С3 (NP_000031.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФ-П, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P02656
Молекулярная масса белка	11 кДа
Доставка	Холодовой пакет