


Поликлональное Антитело К Аполипопротеину D (ApoD) Для IHC-P И Elisa - P05090

Артикул: CM0019262



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий аполипопротеин D (APOD), валидировано для IHC-P и ELISA. Подходит для исследований транспорта липидов, метаболизма липопротеинов и неврологических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	APOD Rabbit pAb
Примечания/Альтернативное название	APOD
Вид	Человек
GeneID (Человек)	347
GeneID	347
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-189 человеческого APOD (NP_001638.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P05090
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	В пакете со льдом