


Кроличыи Поликлональные Антитела К Анти-Аполипопротеину Е (Арое) Для Вестерн-Блоттинга - P08226

Артикул: CM0030477



введение

Кроличыи поликлональные антитела против мышиногo Аполипопротеина Е (Арое). Подходят для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ на клетках (IF-P), ИФ на тканевых срезах (IHC-P), ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеальны для исследований липидного метаболизма и сердечно-сосудистой системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Арое Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	Аро-Е
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	348
GeneID	11816
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-200 мышиногo Арое (NP_033826.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P08226
Молекулярный вес белка	36 кДа
Доставка	В ледяном пакете