

Кроличье Моноклональное Антитело Против Аполипопротеина М (АроМ) Для Elisa, If/Icc - O95445

Артикул: CM0011080



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против аполипопротеина М (АроМ), валидированное для ELISA, IF/ICC и IF-P. Распознает человеческий АроМ, секретируемый белок транспорта липидов; идеально подходит для исследований сердечно-сосудистой системы и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против АроМ
Примечания/Альтернативные названия	G3a; NG20; apo-M; HSPC336; АроМ
Вид	Человек
ID гена	55937
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого АроМ (O95445)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O95445
Молекулярная масса белка	21 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом