

## Поликлональные Антитела Против АроМ Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95445

Артикул: CM0026531



### введение

Кроличьи поликлональные антитела к АроМ, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Распознают АроМ человека, мыши и крысы. Рекомбинантный иммуноген соответствует аминокислотам 22-188 АроМ человека. Подходит для исследований транспорта липидов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Детали                                                                                                                                             |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличьи поликлональные антитела к АроМ                                                                                                            |
| Примечания/Алиасы         | G3a; NG20; аро-М; HSPC336; АроМ                                                                                                                    |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                            |
| GeneID (человек)          | 55937                                                                                                                                              |
| GeneID                    | 55937                                                                                                                                              |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-188 АроМ человека (NP_061974.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                             |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                            |
| Применение                | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                           |
| Перекрестная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                                               |
| SWISS                     | O95445                                                                                                                                             |
| Молекулярная масса белка  | 21 кДа                                                                                                                                             |
| Доставка                  | Сумка-холодильник с хладоэлементом                                                                                                                 |