

Анти-App (Предшественник Амилоидного Бета-Протеина) Кроличий Моноклональный Антитело [Валидировано На Ко] Для Wb, Ip, If, Ihc-P, Elisa - P05067

Артикул: CM0003246



введение

Валидированное на КО кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого APP (а.а. 671-770). Валидировано для WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Реагирует с человеческими, мышиными, крысиными образцами. Идеально подходит для исследований болезни Альцгеймера и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на КО] APP Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	AAA; AD1; PN2; ABPP; APPI; CVAP; ABETA; PN-II; preA4; CTGamma; alpha-sAPP; PP
Вид	Человек
GenelD (Человек)	351
GenelD	351
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 671-770 человеческого APP (P05067).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05067
Молекулярный вес белка	87кДа
Доставка	Сумка со льдом