

Кроличья Поликлональная Антитело Против App Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх (If/Icc), Ифа (Elisa) - P05067

Артикул: CM0017078



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого амилоидного предшественника белка (APP), валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Идеально подходит для исследований нейродегенерации на образцах человека, мыши и крысы. SWISS: P05067.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APP Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	AAA; AD1; PN2; ABPP; APPI; CVAP; ABETA; PN-II; preA4; CTFgamma; alpha-sAPP; APP
Вид	Человек, Мышь, Крыса
GeneID (Человек)	351
GeneID	351
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого APP (NP_000475.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05067
Молекулярный вес белка	87кДа
Доставка	Сумка со льдом