

Кроличьи Поликлональные Антитела Против App (Валидировано На Ko) Для Wb, Elisa - P05067

Артикул: CM0023697



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого APP, валидированные на нокаут для вестерн-блоттинга и ИФА. Распознают полный APP и фрагменты амилоидного бета. Идеальны для исследований в области нейронауки и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на KO] APP кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	AAA; AD1; PN2; ABPP; APPI; CVAP; ABETA; PN-II; preA4; CTFgamma; alpha-sAPP; PP
Вид	Человек
GeneID	351
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого Aβ42 (NP_000475.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P05067
Молекулярный вес белка	87кДа
Доставка	Сумка со льдом