


Анти-App1 Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, Elisa - Q9Ukg1

Артикул: CM0030478



введение

Кроличья поликлональное антитело против APPL1 для вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с человеческим, мышиным и крысиным APPL1. Идеально подходит для изучения клеточной пролиферации, метаболизма и инсулиновой сигнализации. Белок 80 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APPL1 кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	APPL; MODY14; DIP13alpha; APPL1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	26060
GeneID	26060
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-210 человеческого APPL1 (NP_036228.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UKG1
Молекулярный вес белка	80kDa
Доставка	Сумка со льдом