


Кроличье Моноклональное Антитело Против Aprt (Валидировано По Кд) Для Вб, Иф/Ик, Ифа - P07741

Артикул: CM0010181



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому APRT, валидированное для вестерн-блота, ИФ/ИК и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным APRT. Направлено против аденинфосфорибозилтрансферазы — ключевого фермента реутилизации пуринов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано по КД] Моноклональное кроличье антитело к APRT
Примечания/алиасы	AMP; APRTD
Вид	Человек
GeneID (человек)	353
GeneID	353
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотным остаткам 1-180 человеческого APRT (NP_000476.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P07741
Молекулярная масса белка	20 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с хладоэлементами