


Анти-Aprt Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P07741

Артикул: CM0025922



введение

Валидированное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого APRT (аденинфосфорибозилтрансферазы). Подходит для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA); перекрестно реагирует с мышью. Идеально подходит для исследований метаболизма нуклеотидов и заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APRT кроличье пАт
Примечания/Псевдоним	AMP; APRTD; APRT
Вид	Человек
Идентификатор гена (GenelD)	353
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-180 человеческого APRT (NP_000476.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P07741
Молекулярный вес белка	20кДа
Доставка	Сумка со льдом