


Поликлональное Антитело Кролика Против Aprt Для Wb, If/Icc, Elisa — P07741

Артикул: CM0017382



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого APRT, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Распознает APRT человека, мыши и крысы (20 кДа). Идеально подходит для исследований пути реутилизации AMP.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APRT Rabbit pAb
Примечания/синонимы	AMP, APRTD, APRT
Вид	Человек
Идентификатор гена	353
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-180 человеческого APRT (NP_000476.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P07741
Молекулярная масса белка	20 кДа
Условия транспортировки	Хладагент