

Анти-Aptx Кроличий Поликлональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ip, Ифа - Q7Z2E3

Артикул: CM0029334



введение

Кроличий поликлональный антитело к АРТХ, валидированное для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, IP и ИФА. Специфически реагирует с человеческим апратаксином (ММ 41 кДа). Идеально подходит для изучения репарации ДНК, репарации оснований и нейродегенеративных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АРТХ кроличий пАт
Примечания/Псевдоним	АОА; АОА1; АХА1; ЕАОН; ЕОАНА; FNA-Н1Т; АРТХ
Вид	Человек
GeneID (Человек)	54840
GeneID	54840
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 93-342 человеческого АРТХ (NP_001182178.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q7Z2E3
Молекулярная масса белка	41кДа
Доставка	Сумка со льдом