

Поликлональное Антитело Против Aqr2 Для Игг-П, Ифа - P41181

Артикул: CM0015569



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому AQP2, валидированное для ИГГ-П и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Обнаруживает белок массой 29 кДа. Идеально подходит для исследований водного гомеостаза почек и собирательных трубочек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное кроличье антитело к AQP2
Примечания/Альтернативные названия	NDI2; AQP-CD; WCH-CD; AQP2
Вид	Человек
ID гена (человек)	359
ID гена	359
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 147-271 человеческого AQP2 (NP_000477.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P41181
Молекулярная масса белка	29 кДа
Доставка	Холодильный пакет